

## ProCare Protein Check Proteiinitarkaste

mahdollisten proteiinijäämien toteamiseen ja laadulliseen arviointiin.



- Testi pesun ja lämpödesinfiointin jälkeisiä jäämiä varten
- Tarkka levitys
- Lyhyt 3 minuutin odotusaika
- 3 yksikköä/pakkaus

EAN: 4002516374169 / Materiaalin numero: 11626810 /  
Vanhan materiaalin numero: 69910103D

### Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet

•

Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto

•

### Mitat ja paino

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

28

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

157

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

232

Bruttopaino, kg

0

### Mitat ja paino

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

28

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

157

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

232

Nettopaino, kg

0,18

Bruttopaino, kg

0,18