


DKF 30-P
Active AirClean -hiilisuodatin
huonetilaan palauttaviin Miele-liesituulettimiin DAD 4840 ja DAD 4940.



EAN: 4002516382843 / Materiaalin numero: 11662790 /
Vanhan materiaalin numero: 28996417EU1

- Neutraloi ruoanlaitosta syntyvät hajut ja käryt tehokkaasti
- Laskostettu materiaali pienentää melutasoa
- Nopea ja helppo suodattimen vaihto
- Vaihda kuuden kuukauden välein
- Sisältää: 2 suodatinta ilman kehyksiä