

## DKF 30-R

Uudelleen aktivoitava Longlife AirClean-hiilisuodatin  
huonetilaan palauttaviin Miele-liesituulettimiin DAD 4840 ja DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Materiaalin numero: 11662830 /  
Vanhan materiaalin numero: 28996418EU1

- Pitää keittiön ilman käsinkosketeltavan hajuttomana ja raikkaana
- Aktiivihili neutraloi epämiellyttävät hajut tehokkaasti
- Helposti uudelleen käyttövalmiiksi uunissa 6 kuukauden välein
- Käyttöikä 3 vuotta
- Sisältää: 2 suodatinta ilman kehyksiä
- Erityinen rakennetyyppi, joka pienentää virtausvastusta