

DKF 15-P

Aktiivihiihtä sisältävä hajusuodatin

Miele DA 25xx/2450/2580 -liesituulettimiin.



EAN: 4002516429159 / Materiaalin numero: 11762550 /
Vanhan materiaalin numero: 28996423EU1

- Aktiivihiihi neutraloi epämiellyttävät hajut tehokkaasti
- Sisältää: 2 suodatinta
- Käytettäväksi Mielen huonetilaan poistavissa liesituulettimissa
- Vaihda kuuden kuukauden välein
- Mitat: 26,3 cm x 21,5 cm x 2,0 cm