

DKF 20-P

Aktiivihiiltä sisältävä hajusuodatin

Miele DUU 2900 -muuntos. huonet. palauttavaksi DA 280x/290x -liesituulettimiin.



EAN: 4002516429371 / Materiaalin numero: 11762610 /
Vanhan materiaalin numero: 28996428EU1

- Aktiivihiili neutraloi epämiellyttävät hajut tehokkaasti
- käytettäväksi Mielen huonetilaan poistavissa liesituulettimissa
- Vaihda kuuden kuukauden välein
- Saatavana myös 2 kpl pakkauksena (katso DKF 21-1)
- Sisältö: 2 suodat. (2 x DKF 18-1),
D: 43,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm