


DKF 21-P
Aktiivihiihtä sisältävä hajusuodatin
Miele DA 670x -liesituulettimeen.



EAN: 4002516429388 / Materiaalin numero: 11762630 /
Vanhan materiaalin numero: 28996429EU1

- Aktiivihiihi neutraloi epämiellyttävät hajut tehokkaasti
- käytettäväksi Mielen huonetilaan poistavissa liesituulettimissa
- Sisältö: 4 suod. (DKF 18-P), mitat: 43,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm
- Ylläpidä suorituskyky: vaihda suodatin kahden vuoden välein