

DKF 17-P
Aktiivihiihtä sisältävä hajusuodatin
Miele DA 700x D -keittotasoon.



EAN: 4002516429418 / Materiaalin numero: 11762670 /
Vanhan materiaalin numero: 28996432EU1

- Aktiivihiihi neutraloi epämiellyttävät hajut tehokkaasti
- käytettäväksi Mielen huonetilaan poistavissa liesituulettimissa
- Sisältö: 4 suodatinta, mitat: 28,7 cm x 24,2 cm x 2,0 cm
- Vaihda kuuden kuukauden välein