

GS RA 503 L

Huuhteluaine, 500 ml

antaa parhaan kuivauksen ja hellävaraisen käsittelyn Miele-astianpesukoneissa.

EAN: 4002516431497 / Materiaalin numero: 11772200 /
Vanhan materiaalin numero: 21995532EU10



- Tekee lasista hohtavan puhtaita
- Tukee keittiökalusteiden kuivaamista
- Lasinsuojakoostumus suojaa lasia syöpymiseltä
- Hunajakennosulkija tekee annostelusta tarkkaa ja helppoa
- Ympäristöystävällinen: pullot 100 % kierrätysmateriaalia