

KSB 70

PerfectFresh-laatikon sisälokero
ruokien pitämiseen järjestyksessä jääkaapissa.

EAN: 4002516467496 / Materiaalin numero: 11779620 /
Vanhan materiaalin numero: 36996113EU1



- Laadukasta läpinäkyvää muovia
- Helpottaa jääkaapin käyttöä ja pitää ruokasi järjestyksessä
- Voidaan asettaa PerfectFresh-laatikkoon
- Sopii helposti litistyville elintarvikkeille, kuten marjoille
- Ihanteellinen K 7000 PerfectFresh Active- ja Pro-laatikoihin