

GS CL 4001 P

PowerDisk All in 1, 400 g

Takaa huipputulokset astianpesukoneissa, joissa AutoDos-automaattiannostelu

EAN: 4002516463429 / Materiaalin numero: 11841480 /
Vanhan materiaalin numero: 21995534EU5



- Mielen ainutlaatuinen jauhegranulaatti
- Hohtavan puhdasta, pinttyneistäkin astioista
- Aktiivinen happi perusteellista puhdistusta varten
- Automaattiseen annostukseen n. 1 kk (20 ohjelmaa/patruuna)
- Yksinkertaisesti täydellistä astianpesua. Mielellä.