

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Esikäsittelyvaahto, lievästi emäksinen, 500 ml  
manuaaliseen esikäsittelyyn, entsyymattinen.



- Esikäsittely ehkäisee epäpuhtauksien kiinnittymistä
- Tehostettu huuhtelu estää kuivumisen
- Parantaa kirurgian instrumenttien koneellisen käsittelyn tehoa
- Erittäin hellävarainen materiaaleille
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269294 / Materiaalin numero: 11847570 /  
Vanhan materiaalin numero: 6980M0271V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Veren poisto	Erittäin hyvä
Orgaanisten jäämien poisto	Erittäin hyvä
Kudos- ja soluviljelmäjäämien poisto	Erittäin hyvä
Liman irrotukseen lääkinnällisistä instrumenteista	Sehr gut
Ehkäisee epäpuhtauksien kiinnittymistä pintoihin	Sehr gut
Annostelusuositus	
Liuksen pH-arvo	8,0-9,0
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Esikäsittelyvaahto
Koostumus	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii eloksoimattomalle alumiinille	•
Suojaa korroosiolta	•
Suojaa materiaaleja	•
Ei sisällä fosfaatteja	•
Erinomaiset huuhteluominaisuudet	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii raudattomille metalleille	•
Sopii eloksoidulle alumiinille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden manuaaliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinnällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii kuljetukseen käyttöpaikalta käsittelyalueelle	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	187
Ulkomitat, nettoleveys, mm	67
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	67
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	187
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	67
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	67
Bruttopaino, kg	1
Täyttötilavuus, ml	500
Standardit, sertif./symbolit	
CE	•