

ProCare Med 10 A - 5 l

Emäksinen yleispuhdistusaine, 5 l

instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn.



- Monikäyttöinen tuote, jonka puhdistusteho on erinomainen
- Sopii (epä)orgaanisten jäämien poistoon
- Erityisesti veren, kudossäämien ja proteiinien poistoon
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269324 / Materiaalin numero: 11847680 /  
Vanhan materiaalin numero: 6980M0311V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Veren poisto	Erittäin hyvä
Proteiinin poisto	Erittäin hyvä
Orgaanisten jäämien poisto	Erittäin hyvä
Epäorgaanisen/orgaanisen lian poisto	Erittäin hyvä
Kudos- ja soluviljelmäjäämien poisto	Erittäin hyvä
Annostelusuositus	
Liuksen pH-arvo	11,2-11,5
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Emäksinen puhdistusaine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Alkalit, Sidosaine (fosfaatiton), Korrosioehkäisyaine, Fosfaatti, Silikaatti
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii keramiikalle	•
Ei sovi eloksoidulle alumiinille	•
Ei sovi raudattomille metalleille	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Suojaa materiaaleja	•
Ei sisällä pinta-aktiivisia aineita	•
Erittäin monikäyttöinen	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Ei sovi eloksoimattomalle alumiinille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinnällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii mini-invasiivisen kirurgian instrumenteille	•
Sopii anestesiavälineille	•
Sopii hengityslaitteille	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	214
Ulkomitat, nettoleveys, mm	143
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	246
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	214
Ulkomitat, bruttotoisuus, mm	143

ProCare Med 10 A - 5 l

Emäksinen yleispuhdistusaine, 5 l

instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn.



EAN: 7612594269324 / Materiaalin numero: 11847680 /  
Vanhan materiaalin numero: 6980M0311V2

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	246
Bruttopaino, kg	8
Täyttötilavuus, ml	5000
<b>Standardit, sertif./symbolit</b>	
CE	•