

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 1 l

WNO, käsi- ja kulmakappaleiden optimaaliseen puhdistukseen.



- Tehokas, mutta silti hellävarainen suojaava puhdistusaine
- Sopii kaikenlaisille instrumenteille
- Varta vasten valikoidut laadukkaat ainesosat
- Matalavaahtoinen, ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269355 / Materiaalin numero: 11847740 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0481V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Veren poisto	Erittäin hyvä
Orgaanisten jäämien poisto	Erittäin hyvä
Kudos- ja soluviljelmäjäämien poisto	Erittäin hyvä
Liman irrotukseen lääkinnällisistä instrumenteista	Sehr gut
Ehkäisee epäpuhtauksien kiinnittymistä pintoihin	Sehr gut
Annostelusuositus	
Suuri aukko imuputkea varten	•
Liuksen pH-arvo	10,0
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Miedosti emäksinen puhd. aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Entsyymit, Sidosaine (fosfaatti), Säilöntäaineet, Fosfaatti, Tensidit, Ionittomat tensidit
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii eloksoimattomalle alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Suojaa materiaaleja	•
Erittäin monikäyttöinen	•
Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Hyvä materiaalien yhteensopivuus	•
Sopii aroille materiaaleille	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii raudattomille metalleille	•
Sopii eloksoidulle alumiinille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinnällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii mini-invasiivisen kirurgian instrumenteille	•
Sopii anestesiavälineille	•
Sopii hengityslaitteille	•
Sopii osastotarvikkeille	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 1 l

WNO, käsi- ja kulmakappaleiden optimaaliseen puhdistukseen.



EAN: 7612594269355 / Materiaalin numero: 11847740 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0481V2

Sopii alumiinisille sterilointiastioille

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm 244

Ulkomitat, nettoleveys, mm 83

Ulkomitat, nettosyvyys, mm 83

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 244

Ulkomitat, bruttoleveys, mm 83

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 83

Bruttopaino, kg 1

Täyttötilavuus, ml 1000

Standardit, sertif./symbolit

CE