

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 1 l instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn.



- Tehokas, mutta silti hellävarainen suojaava puhdistusaine
- Sopii kaikenlaisille instrumenteille
- Varta vasten valikoidut laadukkaat ainesosat
- Matalavaahtoinen, ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- Ison suuaukon ansiosta yhteensopiva Miele-imuputken kanssa
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269355 / Materiaalin numero: 11847740 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0481V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Veren poisto	•
Orgaanisten jäämien poisto	•
Kudos- ja soluviljelmäjäämien poisto	•
Annostelu	
Annosteluosuus (per ohjelma)	1–6 ml/l
Suuri aukko imuputkea varten	•
Automaattinen annostelu	•
Pääsialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Miedosti emäksinen puhd. aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Entsyymit, Vedenpehennysaine (ei sisällä fosfaatteja), Säilöntäaineet, Fosfaatti, Pinta-aktiiviset aineet
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	9,1
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Sopii anestesiavälineille	•
Sopii hengityslaitteille	•
Sopii raudattomille metalleille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii aroille materiaaleille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii mini-invasiivisen kirurgian instrumenteille	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii osastotarvikkeille	•
Sopii alumiinisille sterilointiastioille	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinällisille laitteille	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Suojaa materiaaleja	•
Hyvä materiaalien yhteensopivuus	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 1 l
instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn.



EAN: 7612594269355 / Materiaalin numero: 11847740 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0481V2

Erittäin monikäyttöinen

Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	244
Ulkomitat, nettoleveys, mm	83
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	83
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	244
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	83
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	83
Bruttopaino, kg	1
Täyttötilavuus, ml	1000