

ProCare Med 10 MA - 5 l

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 5 l

kirurgian instrumenttien koneelliseen käsittelyyn.



- Tehokas, mutta silti hellävarainen suojaava puhdistusaine
- Sopii kaikenlaisille instrumenteille
- Varta vasten valikoidut laadukkaat ainesosat
- Matalavaahtoinen, ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269386 / Materiaalin numero: 11847750 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0411V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Veren poisto	Erittäin hyvä
Orgaanisten jäämien poisto	Erittäin hyvä
Kudos- ja soluviljelmäjäämien poisto	Erittäin hyvä
Liman irrotukseen lääkinnällisistä instrumenteista	Sehr gut
Ehkäisee epäpuhtauksien kiinnittymistä pintoihin	Sehr gut
Annostelusuositus	
Liuksen pH-arvo	10,0
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Miedosti emäksinen puhd. aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Entsyymit, Sidosaine (fosfaatiton), Säilöntäaineet, Fosfaatti, Tensidit, Ionittomat tensidit
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii eloksoimattomalle alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Suojaa materiaaleja	•
Erittäin monikäyttöinen	•
Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Hyvä materiaalien yhteensopivuus	•
Sopii aroille materiaaleille	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii raudattomille metalleille	•
Sopii eloksoidulle alumiinille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinnällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii mini-invasiivisen kirurgian instrumenteille	•
Sopii anestesiavälineille	•
Sopii hengityslaitteille	•
Sopii osastotarvikkeille	•
Sopii alumiinisille sterilointiastioiden	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 5 l

kirurgian instrumenttien koneelliseen käsittelyyn.



EAN: 7612594269386 / Materiaalin numero: 11847750 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0411V2

Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	214
Ulkomitat, nettoleveys, mm	143
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	246
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	143
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	246
Bruttopaino, kg	6
Täyttötilavuus, ml	5000
Standardit,ertif./symbolit	
CE	•