

ProCare Med 10 MA - 5 l

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 5 l
instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn.



- Tehokas, mutta silti hellävarainen suojaava puhdistusaine
- Sopii kaikenlaisille instrumenteille
- Varta vasten valikoidut laadukkaat ainesosat
- Matalavaahtoinen, ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269386 / Materiaalin numero: 11847750 /
Vanhan materiaalin numero: 6980MO411V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Orgaanisten jäämien poisto	•
Kudos- ja soluviljelmäjäämien poisto	•
Liman irrotukseen lääkinneistä instrumenteista	Sehr gut
Annosteluosuus	
Annosteluosuus per ohjelma	1–6 ml/l
Annosteluosuus (per ohjelma)	1–6 ml/l
Suuri aukko imuputkea varten	•
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	9,1
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Miedosti emäksinen puhd. aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Ainesosat	Entsyymit, Vedenpehennysaine (ei sisällä fosfaatteja), Säilöntäaineet, Fosfaatti, Pinta-aktiiviset aineet, Ionittomat pinta-aktiiviset aineet
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	246,00
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Miedosti emäksinen puhd. aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii eloksoimattomalle alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Suojaa materiaaleja	•
Erittäin monikäyttöinen	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine, 5 l
instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn.



EAN: 7612594269386 / Materiaalin numero: 11847750 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0411V2

Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Sopii aroille materiaaleille	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii raudattomille metalleille	•
Sopii eloksoidulle alumiinille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinnällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii mini-invasiivisen kirurgian instrumenteille	•
Sopii anestesiavälineille	•
Hyvä materiaalien yhteensopivuus	•
Sopii hengityslaitteille	•
Sopii osastotarvikkeille	•
Sopii alumiinisille sterilointiastioille	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	214
Ulkomitat, nettoleveys, mm	143
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	246
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	143
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	246
Bruttopaino, kg	6
Täyttötilavuus, ml	5000
Standardit,ertif./symbolit	
CE	•
GHS:n/CLP:n mukainen	•