

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Hapan neutraloiva aine, 1 l

iso suuaukko, orgaaninen happopohjainen, optimaaliseen neutralointiin.



- Mieto neutralointiaine emäksisten jäämien poistoon
- Erittäin hellävarainen materiaaleille, ei sisällä tensidejä
- Sopii erinomaisesti yhteen ProCare Med 10 MA -pesuaineen kanssa
- Ison suuaukon ansiosta yhteensopiva Miele-imuputken kanssa
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269416 / Materiaalin numero: 11847830 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0581V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Irrottaa hellävaraisesti alkaliset jäämät käsiteltävistä instrumenteista ja välineistä	Sehr gut
Annostelusuositus	
Annostelusuositus per ohjelma	1–3 ml/l (0,1–0,3 %)
Suuri aukko imuputkea varten	•
Liuksen pH-arvo	2,6
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hapan neutraloiva aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Orgaanisia happoja
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii eloksoimattomalle alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä esineitä	•
Ei sisällä pinta-aktiivisia aineita	•
Siirtyneiden alkalijäämien neutralointiin	•
Ehkäisee kalkin kertymistä kammioon	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii eloksoidulle alumiinille	•
Sopii eloksoimattoman alumiinin neutralointiin	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii anestesiavälineille	•
Sopii hengityslaitteille	•
Sopii osastotarvikkeille	•
Sopii alumiinisille sterilointiasiioille	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	244
Ulkomitat, nettoleveys, mm	83
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	83
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	244
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	83

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Hapan neutraloiva aine, 1 l

iso suuaukko, orgaaninen happopohjainen, optimaaliseen neutralointiin.

EAN: 7612594269416 / Materiaalin numero: 11847830 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0581V2



Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	83
Bruttopaino, kg	1
Täyttötilavuus, ml	1000
Standardit,ertif./symbolit	
CE	•