

ProCare Med 30 C - 5 l

Hapan neutraloiva aine, 5 l

orgaaninen happopohjainen, optimaaliseen neutralointiin.



- Mieto neutralointiaine emäksisten jäämien poistoon
- Erittäin hellävarainen materiaaleille, ei sisällä tensidejä
- Sopii erinomaisesti yhteen ProCare Med 10 MA -pesuaineen kanssa
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269454 / Materiaalin numero: 11847840 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0511V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Irrottaa hellävaraisesti alkaliset jäämät käsiteltävistä instrumenteista ja välineistä	Sehr gut
Annostelu suositus	
Annostelu suositus per ohjelma	1–3 ml/l (0,1–0,3 %)
Liuksen pH-arvo	2,6
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Silmäkirurgia	•
Urologia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hapan neutraloiva aine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Orgaanisia happoja
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii eloksoimattomalle alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä esineitä	•
Ei sisällä pinta-aktiivisia aineita	•
Siirtyneiden alkalijäämien neutralointiin	•
Ehkäisee kalkin kertymistä kammioon	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii eloksoidulle alumiinille	•
Sopii eloksoimattoman alumiinin neutralointiin	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinnällisille laitteille	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii anestesiavälineille	•
Sopii hengityslaitteille	•
Sopii osastotarvikkeille	•
Sopii alumiinisille sterilointiastiaille	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	214
Ulkomitat, nettoleveys, mm	143
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	246
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	143
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	246

ProCare Med 30 C - 5 l
Hapan neutraloiva aine, 5 l
orgaaninen happopohjainen, optimaaliseen neutralointiin.

EAN: 7612594269454 / Materiaalin numero: 11847840 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0511V2



Bruttopaino, kg	6
Täyttötilavuus, ml	5000
Standardit, sertif./symbolit	
CE	•