

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Neutraali huuhteluaine, 1 l

instrumenttien ja välineiden loppuhuuhdteluun, luontoon sopiva.



- Huomattavasti lyhyempi kuivausaika ja vähemmän vesitahroja
- Kirkas ja tahraton huuhtelu alhaisen pintajännityksen ansiosta
- Helppo annostella tarkan kaatonokan ansiosta
- Pakkaus kokonaan kierrätettävä

EAN: 7612594269645 / Materiaalin numero: 11848290 /
Vanhan materiaalin numero: 6980M0701V2

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Annostelu	
Annostelusuositus (per ohjelma)	0,3–1 ml/l
Pieni, kaatamista helpottava suuaukko	•
Manuaalinen annostelu	•
Pääasialliset käyttökohteet	
Yleislääketiede	•
Kirurgia	•
Dermatologia	•
Gynekologia	•
Korva-, nenä- ja kurkkukirurgia	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Huuhteluaine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Säilöntäaineet, Orgaaniset hapot, Pinta-aktiiviset aineet, Ionittomat pinta-aktiiviset aineet
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	7,0
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Sopii alumiinille	•
Sopii keramiikalle	•
Sopii kirurgian instrumenteille	•
Sopii instrumenttien ja välineiden koneelliseen käsittelyyn	•
Sopii mikrokirurgian instrumenteille	•
Sopii vakioinstrumenteille	•
Sopii uudelleen käytettäville lämmönkestäville invasiivisille ja ei invasiivisille lääkinällisille laitteille	•
Erinomaiset huuhteluominaisuudet	•
Parantaa ja nopeuttaa kuivausprosessia	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	217
Ulkomitat, nettoleveys, mm	85
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	85
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	85
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	85
Bruttopaino, kg	1
Täyttötilavuus, ml	1000
Standardit,ertif./symbolit	
CE	•
GHS:n/CLP:n mukainen	•