


APLW 511

Vaunu

ei tasoja, laboratoriolasitavaran/-välineiden puhdistukseen.



- Moduulien, telineiden ja verkkokorien kiinnitykseen
- Korkeuden mukaan koneeseen mahtuu kerrallaan jopa 9 moduulia
- Osa kiskoista ja tuista irrotettavia

EAN: 4002516525974 / Materiaalin numero: 11852850 /  
Vanhan materiaalin numero: 69650300D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu, jossa moduuliliitäntä	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	534
Ulkomitat, nettoleveys, mm	636
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	800
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	720
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	860
Nettopaino, kg	20,16
Bruttopaino, kg	31,20