


APLW 215

Moduuli

suuren laboratoriolasitavaran, enintään 50 l, optimaaliseen sijoitteluun.



- Tasolle 1
- Varustettu suorasuihkusuuttimella
- Varustettu tukikehyksellä

EAN: 4002516525981 / Materiaalin numero: 11853940 /
Vanhan materiaalin numero: 69621500D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Suuret laboratoriolasitavarat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	565
Ulkomitat, nettoleveys, mm	469
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	526
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	590
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	520
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	3,84
Bruttopaino, kg	5,14