

WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

2-komponenttinen pesuaine valko-, kirjo- ja hienopyykille.

EAN: 4002516504986 / Materiaalin numero: 11891620 /  
Vanhan materiaalin numero: 11997210EU4



- Uusi koostumus, raikas Miele Aqua -tuoksu
- Värit pysyvät kirkkaina ja valkoinen valkoisena
- Erinomainen tahrannoistokyky myös alemmissa lämpötiloissa
- Ei liika-annostelua automaattisen annostelun ansiosta
- Erittäin tehokas – 1,4 litraa riittää 37 pesukertaan
- Kaikkiin Miele W1 -pesukoneisiin, joissa on TwinDos