

KFN 4777 CD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin
elintarvikkeet pitkään tuoreina säilyttävä PerfectFresh Pro ja mukava NoFrost.



- Ammattimainen: PerfectFresh Pro pitää elintarv. tuoreina pitemp.
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Kuiva takaseinä: ei näkyvää veden tiivistymistä
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516516187 / Materiaalin numero: 11951000 /
Vanhan materiaalin numero: 38477730EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Ulkokuoren väri	Hopea
Etuseinän väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	EasyOpen-vipukahva
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosia	
Hyllytasojen määrä	4
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A-G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	170,10
Energiankulutus/24 h, kWh	0,46
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•

KFN 4777 CD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin
elintarvikkeet pitkään tuoreina säilyttävä PerfectFresh Pro ja mukava NoFrost.



EAN: 4002516516187 / Materiaalin numero: 11951000 /
Vanhan materiaalin numero: 38477730EU1

Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•

Tekniset tiedot


Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	1855
Laitteen syvyys, mm	675
Paino, kg	75,3
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	218
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	53
4* pakastinosan tilavuus, l	103
Kokonaiskäyttötilavuus, l	320
Pakasteiden lämmönousuaika, h	20
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

Munalokero	•
Jääpala-astia	•

KFN 4777 CD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin
elintarvikkeet pitkään tuoreina säilyttävä PerfectFresh Pro ja mukava NoFrost.



KFN4777CD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)