

WA UC 1501 L

UltraColor -nestemäinen pesuaine 1,5 l

tehokas nestemäinen pesuaine värillisille ja tummille/mustille tekstiileille.

EAN: 4002516531524 / Materiaalin numero: 11979370 /
Vanhan materiaalin numero: 11997231EU4



- Erinomainen tahrannoistokyky myös alhaisissa lämpötiloissa
- Sisältää 7 entsyymiä, jotka tekevät puhdasta jälkeä
- Ympäristöystävällinen: pullot 100 % kierrätysmuovia
- ColorProtect säilyttää värit pitkään
- Ei sisällä mikromuoveja, on biohajoava
- Pitää tekstiilit raikkaina pitkään, Miele Aqua-tuoksu