

WA SO 1503 L

UltraSoft-huuhteluaine 1,5 l

pehmeää, kimmoisaa pyykkiä ja raikas Aqua-tuoksu.

EAN: 4002516531173 / Materiaalin numero: 11987020 /  
Vanhan materiaalin numero: 11997233EU4



- Luonnollisen puhtas ja raikas tuoksu
- Minimoi rypistymisen ja helpottaa silitystä
- Ympäristöystävällinen: pullo 100 % kierrätysmuovia
- Ei sisällä mikromuoveja, on biohajoava
- Estää staattiset sähkövaraukset pesukone-kuivainyhdistelmissä
- Erittäin taloudellinen, riittää 50 pesukertaan