

FA A 452 L

3x Miele Aqua

riittää 150 kuivauskertaan – virkistävää kuin raikas merituuli.

EAN: 4002516560999 / Materiaalin numero: 12021600 /
Vanhan materiaalin numero: 11997225EU5



- Jopa neljä viikkoa kestävä raikas tuoksu
- Ihanan tuoksuvaa pyykkiä – ilman huuhteluaineita
- Tuoksun voimakkuus aina yksilöllisesti säädettävissä
- Provençen parfyymiasiantuntijoiden erityisesti Mielelle kehittämä
- Kaikkiin Mielen T1-kuivausrumpuihin, joissa on FragranceDos