

FA C 452 L

3x Miele Cocoon

riittää 150 kuivauskertaan – vastapestyn pyykin miellyttävä tuoksu.



EAN: 4002516560951 / Materiaalin numero: 12023750 /
Vanhan materiaalin numero: 11997229EU5

- Jopa neljä viikkoa kestävä raikas tuoksu
- Ihanan tuoksuvaa pyykkiä – ilman huuhteluaineita
- Tuoksun voimakkuus aina yksilöllisesti säädettävissä
- Provencen parfyymiasiantuntijoiden erityisesti Mielelle kehittämä
- Kaikkiin Mielen T1-kuivausrumpuihin, joissa on FragranceDos