

FA DF 452 L

3x Miele DryFresh™

riittää 150 kuivauskertaan – raikastaa ja lisää tuoksun.



EAN: 4002516561415 / Materiaalin numero: 12026050 /
Vanhan materiaalin numero: 11997236EU5

- Freshplex™ neutraloi epämiellyttävät hajut
- Raikastaa kuivan pyykin Aikakuivaus-ohjelmassa
- Ihanan tuoksuvaa pyykkiä – ilman huuhteluaineita
- Voidaan käyttää yhdessä muiden Mielen tuoksupatruunoiden kanssa
- Provençen parfyymiasiantuntijoiden erityisesti Mielelle kehittämä
- Kaikkiin Mielen T1-kuivausrumpuihin, joissa on FragranceDos