

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

sopii erinomaisesti urheiluvaatteiden ja teknisten tekstiilien pesuun.

EAN: 4002516605058 / Materiaalin numero: 12111980 /
Vanhan materiaalin numero: 11997255EU4



- Pesee hygieenisen puhtaaksi ja pitää raikkaana pitkään
- Säilyttää tekstiilien hengittävyden
- Neutraloi epämiellyttävät hajut
- Hoitaa kuituja: vaatteet kestävät pitkään ja säilyttävät muotonsa
- Ympäristöystävällinen: pullot 100 % kierrätysmuovia
- Kierrätettävä pullo. Ulkoisen tahon testaama ja vahvistama