

Set Refresh Elixir

UltraColor- ja UltraColor Refresh Elixir -kampanjapakkaus, raj. määrä
2 x UltraColor ja 2 x UltraColor Refresh Elixir.



EAN: 4002516638933 / Materiaalin numero: 12143590 /
Vanhan materiaalin numero: 11997263EU3

- Kaksi tuoksua, lisää vaihtelua
- Refresh Elixir Limited Edition hyödyntää Freshplex™-tekniikkaa
- Erinomainen tahrannoistokyky myös alhaisissa lämpötiloissa
- Ympäristöystävällinen: pullot 100 % kierrätysmuovia
- Yksinkertaisesti täydellinen pyykinhoito. Mielellä.