

APLW 870

Suorasuihkusuutinsarja

tuellinen, sedimentaatiokartioiden (Imhoff-kartioiden) puhdistukseen.



- Sarja sisältää 4 pidikkeellistä erikoissuutinta
- Enimm.halkaisija 120 mm, enimm. korkeus 470 mm
- Käytetään erikseen ostettavan suorasuihkumoduulin A 300/2 kanssa
- Käytetään erikseen ostettavan suorasuihkumoduulin A 300/3 kanssa
- Käytetään erikseen ostettavan suorasuihkumoduulin A 620 kanssa
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516638124 / Materiaalin numero: 12151110 /
Vanhan materiaalin numero: 69687000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydät	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Mittalasis [määrä]	4
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	85
Ulkomitat, nettoleveys, mm	175
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	290
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	300
Nettopaino, kg	0,39
Bruttopaino, kg	0,56