

Set UltraColor & UltraWhite  
UltraColor ja UltraWhite-setti  
yli puolen vuoden Miele-pesuaineet.

EAN: 4002516657033 / Materiaalin numero: 12158260 /  
Vanhan materiaalin numero: 11997265EU4



- 1 pakkaus UltraWhite-pesuainetta valkopyykillle
- 3 pulloa UltraColor-pesuainetta kirjopesuun
- Erinomainen tahrannoistokyky myös alhaisissa lämpötiloissa
- Parhaat pesutulokset lämpötiloissa 20/30/40/60/95 °C
- Yksinkertaisesti täydellinen pyykinhoito. Mielellä.