

KWT 7112 iG 125 Gala Ed
Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi
FlexiFrame Plus ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.



- FlexiFrame Plus – säilytystilaa suuremmillekin viinipulloille
- Täydellistä muotoilua kahvattomiin keittiöihin – Push2open
- Hajuton jääkaappi taataan Active AirClean -suodattimilla
- Esittele viinisi täydellisessä valossa – LED-valaistus
- Tehokas viinien suojaus UV-suodattimilla tummassa lasilevyssä



EAN: 4002516643135 / Materiaalin numero: 12204800 /
Vanhan materiaalin numero: 36711203EU1

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Laittekatgoria	
Viinikaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätsisyys	Ala
Muotoilu	
Etuseinän väri	Obsidianschwarz matta
Viinikaapin valaistus	Led-valaistus
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Tarvitavat varusteet	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Pilotettu ovenkahva	Push2open
Push2open	•
Puuhyllyjen määrä	3
FlexiFrame-telineiden määrä	2
FlexiFrame Plus -puuhyllyjen määrä	2
Ohjaus	
Toimintaperiaate	TouchControl
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	1
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Maksimilämpötilan säätöalue, °C	20
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	G
Vuotuinen energiankulutus, kWh	115,71
Energiankulutus/24 h, kWh	0,31
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	455
Laitteen syvyys, mm	559
Paino, kg	36,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Ilmastoluokka	SN-ST

KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi


FlexiFrame Plus ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.




EAN: 4002516643135 / Materiaalin numero: 12204800 /
Vanhan materiaalin numero: 36711203EU1

Jääkaappiosan tilavuus, l	47
Viinikaappiosa, l	47
Kokonaiskäyttötilavuus, l	46
0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä)	18 pulloa
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	500
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Vakiovarusteet	
Active AirClean -suodatin	•


KWT 7112 iG 125 Gala Ed
 Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi
 FlexiFrame Plus ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)