

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Aktiivihiihivedensuodatin kylmälaitteisiin MasterCool F 2xx2 ja KF 2xx2

EAN: 4002516668527 / Materiaalin numero: 12223310 /
Vanhan materiaalin numero: 38996095EU7



- parantaa veden laatua merkittävästi
- Nauti puhtaasta vedestä ja jääpaloista ilman sivumakuja
- suodattaa vesijohtovedestä hiukkaset ja hajut
- Vaihda suodatin kuuden kuukauden välein