

ProCare Tex 10 W - 20 l  
Villapesuaine, nestetiiviste, lievästi hapan, 20 l  
villatekstiilien konepesuun.



- Villa ei huovu
- Ehkäisee värien siirtymistä
- Ehkäisee lian uudelleentarttumisen aiheuttamaa harmaantumista
- Dermatologisesti testattu

EAN: 4002516732440 / Materiaalin numero: 12338960 /  
Vanhan materiaalin numero: 59706301V1

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pyökinpesukoneet	•
<b>Annostelu</b>	
Liuoksen pH-arvo	4,8-5,8
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovojuksilla	•
<b>Käyttö</b>	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Biohajoava	•
Erittäin tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm <sup>3</sup>	1,03
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
<b>Varastointi</b>	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	258
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	294
Täyttötilavuus, ml	20000
<b>Standardit, sertif./symbolit</b>	
GHS:n/CLP:n mukainen	•