

GS SETD12

Takaa huipputulokset astianpesukoneissa, joissa AutoDos-automaattiannostelu

EAN: 4002516714422 / Materiaalin numero: 12358090 /
Vanhan materiaalin numero: 21995549EU5



- Mielen ainutlaatuinen jauhegranulaatti
- Hohtavan puhdasta, pinttyneistäkin astioista
- Aktiivinen happi perusteellista puhdistusta varten
- Automaattiseen annostukseen n. 1 kk (20 ohjelmaa/patruuna)
- Yksinkertaisesti täydellistä astianpesua. Mielellä.