

## ProCare Tex 10 A - 20 l

Yksin käytettävä pesuaine, tiivisteneste, emäksinen, 20 l fosfaatiton, EU-ympäristömerkki.



- Erilaisten tekstiilien optimaaliseen puhdistukseen
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista
- Nopeavaikutteinen, puhdistaa tehokkaasti jo pieninä määrinä
- Erinomainen proteiinien- ja rasvanpoistokyky
- Tuotteella on EU-ympäristömerkki

EAN: 4002516757795 / Materiaalin numero: 12441980 / Vanhan materiaalin numero: 59701302V1

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pyykinpesukoneet	•
<b>Pesutulos</b>	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Hyvä
Rasvaa hajottava	Hyvä
<b>Annostelu</b>	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Liuoksen pH-arvo	12,0-13,0
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla	•
<b>Käyttö</b>	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Ainetyyppi	Yksinään käytettävä pyykinpesuaine
Emäksisyys	Emäksinen
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Alkalit,Pinta-aktiiviset aineet
Biohajoava	•
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm <sup>3</sup>	1,17
Valmistettu 100 % uusiutuvista raaka-aineista	•
<b>Varastointi</b>	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	258
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	294
Paino, g	24000
Täyttötilavuus, ml	20000
<b>Standardit,ertif./symbolit</b>	
GHS:n/CLP:n mukainen	•
EU-ympäristömerkki	•
<b>Varmennusnumerot</b>	
EU-ympäristömerkki: DE/039/019	•