

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Pesuaine hieno- ja kirjopyykille, tiivisteneste, lievästi emäksinen, 10 l värillisten ja arkojen tekstiilien pesuun.



- Sopii Miele Professional -pyykinpesukoneisiin
- Ei sisällä optisia kirkasteita eikä valkaisuaineita
- Nopeavaikutteinen, vaahdon tunnistava
- Hyvä proteiinien- ja rasvanpoistokyky
- Tuotteella on EU-ympäristömerkki

EAN: 4002516757542 / Materiaalin numero: 12442020 / Vanhan materiaalin numero: 59702202V1

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Hyvä
Proteiinia hajottava	Hyvä
Rasvaa hajottava	Hyvä
Annostelu	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovoilla	•
Annostelusuositus	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	9,5
Käyttö	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	4
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	228,00
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hieno-/kirjopesuaine
Emäksisyys	Lievästi emäksinen
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Alkalit, Säilöntäaineet, Pinta-aktiiviset aineet
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Vaahdon tunnistava	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,03
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	4
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätyminen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	314
Ulkomitat, nettoleveys, mm	202
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	230
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	306
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	204
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	228
Paino, g	10900

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Pesuaine hieno- ja kirjopyykille, tiivisteneste, lievästi emäksinen, 10 l värillisten ja arkojen tekstiilien pesuun.



EAN: 4002516757542 / Materiaalin numero: 12442020 /
Vanhan materiaalin numero: 59702202V1

Bruttopaino, kg 11,38 kg

Täyttötilavuus, ml 10000

Standardit, sertif./symbolit

GHS:n/CLP:n mukainen

•

EU-ympäristömerkki

•

Varmennusnumerot

EU-ympäristömerkki: DE/039/020

•