

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Pesuaine hieno- ja kirjopyykille, tiivisteneste, lievästi emäksinen, 20 l erittäin tehokas, fosfaatiton, EU-ympäristömerkki.



- Arkojen tekstiilien optimaaliseen puhdistukseen
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Ei sisällä optisia kirkasteita eikä valkaisuaineita
- Nopeavaikutteinen, vaahdon tunnistava
- Hyvä proteiinien- ja rasvanpoistokyky
- Tuotteella on EU-ympäristömerkki

EAN: 4002516757559 / Materiaalin numero: 12442070 /
Vanhan materiaalin numero: 59702302V1

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Hyvä
Proteiinia hajottava	Hyvä
Rasvaa hajottava	Hyvä
Annostelu	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Liuoksen pH-arvo	8,5-9,6
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla	•
Käyttö	
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hieno-/kirjopesuaine
Emäksisyys	Lievästi emäksinen
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Alkalit, Säilöntäaineet, Pinta-aktiiviset aineet
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Vaahdon tunnistava	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,03
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	4
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätymisen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	258
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	294
Paino, g	21000
Täyttötilavuus, ml	20000
Standardit,ertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•
EU-ympäristömerkki	•
Varmennusnumerot	
EU-ympäristömerkki: DE/039/020	•