

ProCare Universal 77 A - 500 g
Koneen puhdistusaine, emäksinen, 500 g
itsepintaisten tärkkelysjäämien poistoon.



- Poistaa rasvajäämät
- Vähentää hajuja
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin

EAN: 4002516771524 / Materiaalin numero: 12456030 /
Vanhan materiaalin numero: 66921701V1

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
ProfiLine-astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pyykinpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Rasvan poisto	Erittäin hyvä
Öljyn poisto	Erittäin hyvä
Proteiinin poisto	Erittäin hyvä
Tärkkelyksen poisto	Erittäin hyvä
Annosteluosuus	
Annosteluosuus per ohjelma	1 annos
Sopii kaikille veden kovuusarvoille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Koneen puhdistusaine
Yhdistelmämuoto	Jauhe
Koostumus	Fosfaatti,Happipohjainen va lkaisuaine,Fosfonaatit,Pol ykarboksylaattit,Ionittomat pinta-aktiiviset aineet
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	35
Sopii ruostumattomalle teräkselle	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Sisältää runsaasti dispergointiaineita	•
Tehokas pesuaine, joka sisältää pinta-aktiivisia aineita	•
Hyvä emulgointi- ja dispergointiteho	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	133
Ulkomitat, nettoleveys, mm	80
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	80
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	130
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	80
Paino, g	500
Bruttopaino, kg	1
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•