

ProCare Universal 81 C - 250 g
Koneen kalkinpoistoaine, hapan 250 g
itsepintaisten kalkkikertymien poistoon.



- Poistaa silikaattijäämät
- Pidentää lämpövastusten käyttöikää
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin

EAN: 4002516770862 / Materiaalin numero: 12456130 /
Vanhan materiaalin numero: 66920601V1

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
ProfiLine-astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pyykinpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Käyttökohteet	
Kalkin ja muiden happoliukoisten epäpuhtauksien poisto	Erittäin hyvä
Annostelu suositus	
Annostelu suositus per ohjelma	1–2 annosta
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	4,5
Sopii kaikille veden kovuusarvoille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Koneen kalkinpoistoaine
Yhdistelmämuoto	Jauhe
Koostumus	Sitruunahappo
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Hyvä materiaalien yhteensopivuus	•
Ei sisällä fosforipitoisia ainesosia	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	124
Ulkomitat, nettoleveys, mm	66
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	66
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	120
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	70
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	70
Paino, g	250
Bruttopaino, kg	0
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•