

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Pesuaineen tehostusaine, tiivisteneste, neutraali, 5 l
rasvatahrojen tehokkaaseen poistoon.



- Sopii Miele Professional -pyykinpesukoneisiin
- Poistaa hellävaraisesti rasvan kaikenlaisesta pyykistä
- Erityisen hellävarainen kuduille ja väreille
- Täysi pesuteho jo 30 °C:ssa
- Voidaan käyttää myös emulgointi- ja kostutusaineena

EAN: 4002516776185 / Materiaalin numero: 12495130 /
Vanhan materiaalin numero: 59709101V1

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Erittäin hyvä
Rasvaa hajottava	Erittäin hyvä
Valkoisuusaste	Erittäin hyvä
Annostelu	
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovouksilla	•
Annostelusuositus	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	7,5
Käyttö	
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Pesuaineen tehostusaine
Emäksisyys	pH-neutraali
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Pinta-aktiiviset aineet
Biohajoava	•
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Erityisen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Vaahdon tunnistava	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,00
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätyminen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	36
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	249
Ulkomitat, nettoleveys, mm	148

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Pesuaineen tehostusaine, tiivisteneste, neutraali, 5 l
rasvatahrojen tehokkaaseen poistoon.



EAN: 4002516776185 / Materiaalin numero: 12495130 /
Vanhan materiaalin numero: 59709101V1

Ulkomitat, nettosyvyys, mm	193
Bruttopaino, kg	5,30 kg
Täyttötilavuus, ml	5000

Standardit,ertif./symbolit

GHS:n/CLP:n mukainen

•