

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Pesuaineen tehostusaine, tiivisteneste, neutraali, 20 l
rasvatahrojen tehokkaaseen poistoon.



- Sopii Miele Professional -pyykinpesukoneisiin
- Poistaa hellävaraisesti rasvan kaikenlaisesta pyykistä
- Erityisen hellävarainen kuduille ja väreille
- Täysi pesuteho jo 30 °C:ssa
- Voidaan käyttää myös emulgointi- ja kostutusaineena

EAN: 4002516776208 / Materiaalin numero: 12495150 /
Vanhan materiaalin numero: 59709301V1

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Annostelu	
Automaattinen annostelu	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovojuksilla	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Pesuaineen tehostusaine
Emäksisyys	pH-neutraali
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Pinta-aktiiviset aineet
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	7,5
Biohajoava	•
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Erityisen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Vaahdon tunnistava	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,00
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Pesutulos	
Lian poisto	•
Proteiinien poisto	•
Rasvan poisto	•
Hohtavan valkoista	•
Käyttö	
Hotellit ja muu majoitustoiminta	•
Kylpylät, hyvinvointipalvelut ja urheiluseurat	•
Koulut ja päiväkodit	•
Pienyritykset	•
Vanhainkodit ja hoivakodit	•
Lääkärinvastaanotot ja klinikat	•
Ravintolat, baarit ja catering-palvelut	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätymisen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	36
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	258

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Pesuaineen tehostusaine, tiivisteneste, neutraali, 20 l
rasvatahrojen tehokkaaseen poistoon.



EAN: 4002516776208 / Materiaalin numero: 12495150 /
Vanhan materiaalin numero: 59709301V1

Ulkomitat, nettosyvyys, mm	294
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	378
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	256
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	288
Bruttopaino, kg	21,00 kg
Täyttötilavuus, ml	20000
Standardit,ertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•