

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Pesuaineen tehostusaine, tiivisteneste, neutraali, 20 l
rasvatahrojen tehokkaaseen poistoon.



- Poistaa hellävaraisesti rasvan kaikenlaisesta pyykistä
- Erityisen hellävarainen kuduille ja väreille
- Täysi pesuteho jo 30 °C:ssa
- Voidaan käyttää myös emulgointi- ja kostutusaineena

EAN: 4002516776208 / Materiaalin numero: 12495150 /
Vanhan materiaalin numero: 59709301V1

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Erittäin hyvä
Rasvaa hajottava	Erittäin hyvä
Valkoisuusaste	Erittäin hyvä
Annostelu	
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla	•
Annostelusuositus	
Käyttö	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Pesuaineen tehostusaine
Emäksisyys	pH-neutraali
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Pinta-aktiiviset aineet
Biohajoava	•
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Erityisen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Vaahdon tunnistava	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,00
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätyminen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	36
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•