

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Kirjopesuaine, jauhe, lievästi emäksinen, 8 kg

kirjopyykin värinpitävään ja hygieeniseen pesuun.



- Sopii Miele Professional -pyykinpesukoneisiin
- Kirjopesuaine, tiivisteneste
- Tehoa rasvaan ja likaan ja kohtelee materiaaleja ja värejä hellävaraisesti
- Täysi pesuteho jo 30 °C:ssa
- Suojaa erinomaisesti värjäytymiseltä
- Dermatologisesti testattu

EAN: 4002516775980 / Materiaalin numero: 12495170 /
Vanhan materiaalin numero: 59710201V1

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Erittäin hyvä
Rasvaa hajottava	Erittäin hyvä
Sähköisyyden poistoon	Erittäin hyvä
Annostelu	
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovoilla	•
Annostelusuositus	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	10,5
Käyttö	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	-20
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hieno-/kirjopesuaine
Emäksisyys	Lievästi emäksinen
Yhdistelmämuoto	Jauhe
Koostumus	Pinta-aktiiviset aineet, Hajusteet, Entsyymit, Vedenpehmittäjä
Biohajoava	•
Biologisesti hajoava erikoisentsyymiensä ansiosta	•
Fosfaattiton	•
Eriyksen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	0,8
Hajoaa ilman jäämiä	•
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	-20
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätymisen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	245

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Kirjopesuaine, jauhe, lievästi emäksinen, 8 kg

kirjopyykin värinpitävään ja hygieeniseen pesuun.



EAN: 4002516775980 / Materiaalin numero: 12495170 /
Vanhan materiaalin numero: 59710201V1

Ulkomitat, nettoleveys, mm	290
----------------------------	-----

Ulkomitat, nettosyvyys, mm	290
----------------------------	-----

Paino, g	8000
----------	------

Bruttopaino, kg	8,40 kg
-----------------	---------

Standardit,ertif./symbolit	
-----------------------------------	--

GHS:n/CLP:n mukainen	•
----------------------	---