

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Kirjopesuaine, jauhe, lievästi emäksinen, 8 kg

kirjopyykin värinpitävään ja hygieeniseen pesuun.



- Kirjopesuaine, tiivisteneste
- Tehoa rasvaan ja likaan ja kohtelee materiaaleja ja värejä hellävaraisesti
- Täysi pesuteho jo 30 °C:ssa
- Suojaa erinomaisesti värjäytymiseltä
- Dermatologisesti testattu

EAN: 4002516775980 / Materiaalin numero: 12495170 /
Vanhan materiaalin numero: 59710201V1

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Erittäin hyvä
Rasvaa hajottava	Erittäin hyvä
Sähköisyyden poistoon	Erittäin hyvä
Annostelu	
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovoilla	•
Annostelusuositus	
Käyttö	
Kemialliset pesulat	•
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluväätteiden pesuun	•
Ulkoiluväätteiden pesuun	•
Työväätteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hieno-/kirjopesuaine
Emäksisyys	Lievästi emäksinen
Yhdistelmämuoto	Jauhe
Koostumus	Pinta-aktiiviset aineet, Hajusteet, Entsyymit, Vedenpehmennysaine
Biohajoava	•
Biologisesti hajoava erikoisentsyymiensä ansiosta	•
Fosfaatiton	•
Erittäin tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	0,8
Hajoaa ilman jäämiä	•
Ei sisällä mikrohuveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	-20
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätymisen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•