

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralointiaine, tiivisteneste, hapan, 5 l

luotettavan neutraloinnin ansiosta suojaa tekstiilejä optimaalisesti.



- Sitruunahappopohjainen neutralointiaine
- Happamaan esipesuun tai käytettäväksi varsinaisen pesun jälkeen
- Sopii kaikenlaisiin pesuprosesseihin
- Ehkäisee kellastumista
- Stabiili, tekstiilien pH neutraali

EAN: 4002516776215 / Materiaalin numero: 12495200 /
Vanhan materiaalin numero: 59711101V1

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Annostelu	
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovouksilla	•
Annostelusuositus	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	2,5
Käyttö	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	193,00
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Neutralointiaineet
Emäksisyys	Hapan
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Sitruunahappo
Biohajoava	•
Fosfaatiton	•
Eriyisen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,23
Valmistettu 100 % uusiutuvista raaka-aineista	•
Hajoaa ilman jäämiä	•
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätyminen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	249
Ulkomitat, nettoleveys, mm	148
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	193
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•