

ProCare Tex 30 C - 10 l

Neutralointiaine, tiivisteneste, hapan, 10 l

luotettavan neutraloinnin ansiosta suojaa tekstiilejä optimaalisesti.



- Sitruunahappopohjainen neutralointiaine
- Happamaan esipesuun tai käytettäväksi varsinaisen pesun jälkeen
- Sopii kaikenlaisiin pesuprosesseihin
- Ehkäisee kellastumista
- Stabiili, tekstiilien pH neutraali

EAN: 4002516776222 / Materiaalin numero: 12495210 / Vanhan materiaalin numero: 59711201V1

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pyykinpesukoneet	•
<b>Annostelu</b>	
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovouksilla	•
<b>Annostelusuositus</b>	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	2,5
<b>Käyttö</b>	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Ainetyyppi	Neutralointiaineet
Emäksisyys	Hapan
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Sitruunahappo
Biohajoava	•
Fosfaatiton	•
Erittäin tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Erittäin tehokas jo 40 °C lämpötilassa	•
Nopeavaikutteinen	•
Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm <sup>3</sup>	1,23
Valmistettu 100 % uusiutuvista raaka-aineista	•
Hajoaa ilman jäämiä	•
Ei sisällä mikromuoveja	•
Helppo käsitellä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
<b>Varastointi</b>	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätymisen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	314
Ulkomitat, nettoleveys, mm	202
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	230
<b>Standardit, sertif./symbolit</b>	
GHS:n/CLP:n mukainen	•