

A 315/1

Moduuli

Lisäkapasiteettia onttojen instrumenttien käsittelyyn.



- Lisää suorasuihkusuutinten määrän 22:sta 44:ään
- Sopii kaikkiin markkinoilla oleviin A 151 -alakoreihin
- Yhteens. vakiom. hammasl. sekä ja KNK-instrum. varusteiden kanssa
- Suorasuihkusuuttimet eivät kuulu toimitukseen
- Suodatinputki A 800 jompaankumpaan suorasuihkulistaan (ei kuulu toimitukseen)
- Alakorin A 151 täyttömitat: K 210 +/- 30, L 383, S 479 mm

EAN: 4002516881186 / Materiaalin numero: 12531630 /

Vanhan materiaalin numero: 69631501D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydetyt	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Muut telineet / muut moduulit	•
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
Kapasiteetti	
ENT-instrumentit [määrä]	22
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	22
Imuputket [määrä]	22
Ontot instrumentit [määrä]	22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	118
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	503
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	165
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	505
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	2,91
Bruttopaino, kg	3,67
Mukana toimitettava paketti	
A 838 kiintoavainsarja [määrä]	1