

DV1 DIN51

Poistoventtiili

nestemäisten ProCare-tuotteiden helppoon kaatamiseen.



- Nopeaan ja helppoon annostukseen ilman roiskeita
- DIN 51 kierrekorkki 5 ja 10 l ProCare-kemikaalikanistereihin
- Kätevä vipu, helppo avata ja sulkea

EAN: 4002516815440 / Materiaalin numero: 12594480 /
Vanhan materiaalin numero: 59713001V1

Tuotteen luokitus	
ProCare	•
Käyttökohteet	
Nestemäisten ProCare-tuotteiden helppoon kaatamiseen	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150,00
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	62
Ulkomitat, nettoleveys, mm	98
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	66
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Bruttopaino, kg	0